

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime

SprintRay Crown

SprintRay Crown, 250g (SRE0205047)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205048)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205049)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205050)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205051)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205052)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205053)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205040)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205041)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205042)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205043)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205044)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205045)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205046)

SprintRay Crown, 500g (SRE0205054)

SprintRay Crown, 250g (SRE0205055)

UFI:

F3J8-903C-P00A-RUYP

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantne identificirane uporabe

Smola za 3D-tisk stalnih enojnih kron, Inlayev, Onlayev in zobnih lusk

Uporabe, ki se odsvetujejo

Na voljo niso nikakršni podatki.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov

BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str.1

28359 Bremen

Številka telefona +49/ 421/ 2028-0

Številka faksa +49/ 421/ 2028-115

e-mail msds@bego.com

Oddelek za posredovanje informacij / telefon

Oddelki za raziskovanje in razvoj materialov, legiranje in keramiko; +49/ 421/ 2028 – 130 (Vodja oddelka za legiranje)

Informacije o listu z varnostnimi podatki

sdb_info@umco.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

+386(1) 522 84 08 (Univerzitetni klinični center Ljubljana)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrščanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008(CLP)**

Aquatic Chronic 4; H413

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Napotki za razvrščanje

Razvrščanje snovi in zmesi je bilo opredeljeno na osnovi naslednjih postopkov v 9. členu in s kriteriji Uredbe (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti: Ovrednotenje podatkov po delu 2 Priloge I,

Zdravstvenih in okoljskih tveganj: Postopek izračunavanja po delih 3, 4 in 5 Priloge I.

2.2 Elementi etikete**Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008(CLP)****Piktogrami za nevarnost**

GHS07

Opozorilna beseda

Pozor

Sestavine, ki določajo nevarnosti, ki jih je potrebno napisati na etiketi:

Eterifikacijski produkti 4,4'-izopropilidendifenola, etoksilirane in 2-metilprop-2-enonske kisline

Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid

Stavki o nevarnosti

H315

Povzroča draženje kože.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H335

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H413

Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Previdnostni stavki

P261

Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila.

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P312

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P333+P313

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337+P313

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

UFI:

F3J8-903C-P00A-RUYP

2.3 Druge nevarnosti

PBT ocena

Podatki ne obstajajo.

vPvB ocena

Podatki ne obstajajo.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.1 Snovi**

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

Ne ustreza. Produkt ni snov.

3.2 Zmesi

Vsebnost nevarnih snovi

št.	Naziv snovi	Dodatni napotki	
	št. CAS / EC / Indeks / REACH	Razvrščanje (ES) po 1272/2008(CLP)	Koncentracija %
1	Eterifikacijski produkti 4,4'-izopropilidendifenola, etoksilirane in 2-metilprop-2-enonske kisline		
	41637-38-1	Eye Irrit. 2; H319	>= 50,00 - < 75,00 Teža %
	-	Skin Irrit. 2; H315	
	-	Skin Sens. 1; H317	
	-	STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 4; H413	
2	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid		glej opombo pod črto (1)
	75980-60-8	Aquatic Chronic 2; H411	< 2,50 Teža %
	278-355-8	Skin Sens. 1B; H317	
	015-203-00-X	Repr. 2; H361fd	
	-		

Celotno besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16

(1) Snov je bila v skladu z direktivo 1272/2008 (CLP), člen 4 (3), drugi odstavek, uvrščena odstopajoče/dopolnjujoče od uvrstitve v prilogi VI.

št.	pot sprejema, ciljni organ, konkretno učinkovanje
2	H361fd -; Testisi, kosti; -

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Pri alergčnih pojavih, še posebej na dihalnem območju, takoj poiščite zdravnika. Onesnaženo obleko in čevlje takoj slecite, pred ponovno uporabo operite.

Pri vdihavanju

Poškodovane osebe odpeljati s področja nevarnosti. Zagotoviti dovolj svežega zraka.

V stiku s kožo

Pri stiku s kožo poškodovano mesto takoj umiti z obilo vode.

V stiku z očmi

Odstraniti kontaktne leče. Oči izpirati pri široko odprtih vekah s tekočo vodo 10-15 minut, pri tem pa zaščititi nepoškodovano oko.

Pri zaužitju

Usta temeljito izperite z vodo. Ne izzivati bruhanja. Nezvestnim osebam ne dajati ničesar skozi usta.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo niso nikakršni podatki.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid; Gasilni prah; Vodni tok; Pena odporna proti alkoholu

Neprimerna sredstva za gašenje

Polni curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

V primeru požara se lahko sproščajo: Ogljikov monoksid (CO); Ogljikov dioksid (CO₂); fosforjevi oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabljati dihalno napravo, neodvisno od zraka v okolju. Uporabljati zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebo

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Dobro prezračevati. Odstrani vire vžiga. Ne vdihujte hlapov. Upoštevati varnostne predpise (glej oddelek 7 in 8).

Za reševalce

Na voljo niso nikakršni podatki. Osebna zaščitna oprema - glej oddelek 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izlivati v kanalizacijo / površinsko vodo/ podtalnico; Ne dopustite, da zaide v tla/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zberi z vpojnim materialom. (npr. pesek, kremenka, univerzalno vpojno sredstvo). Sprejeti material obravnavajte v skladu s oddelek "Odstranjevanje/odlaganje".

6.4 Sklícivanje na druge oddelke

Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno rokovanje

Zagotoviti primerno zračenje, posebej v zaprtih prostorih. Tveganje pri ravnanju s produktom se mora z uvedbo zaščitnih in preventivnih ukrepov zmanjšati na najmanjšo možno mero. Delovni postopek naj se, v kolikor je to možno glede na stanje tehnike, izvede tako, da se ne bodo sproščale nevarne snovi ali da se lahko izključi stik s kožo.

Splošni zaščitni in higienski ukrepi

Pred odmorom in po končanem delu umiti roke. Pri delu ne kaditi, ne jesti in ne piti. Umazano in kontaminirano obleko takoj slecite in operite. Ne približujte pijači, hrani in krmi za živino. Preprečiti stik z očmi in kožo; Tekočino za izpiranje oči je potrebno vnaprej pripraviti.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo

Preprečiti stik z viri toplote in ognja.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Posode hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Zavarujte pred vročino in neposrednimi sočnimi žarki.

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod

Odrte posode dobro zaprite, da preprečite morebitno nekontrolirano iztekanje. Hraniti v ovitku, ki odgovarja originalni embalaži

Navodila za skupno skladiščenje

Ne skladiščiti skupaj z: Ne skladišči skupaj z oksidacijskimi reagensi

7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Ne obstajajo nikakršni parametri, ki bi jih bilo treba nadzorovati.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti primerno zračenje, posebej v zaprtih prostorih.

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

Osebna zaščitna oprema**Zaščita dihal**

Pri prekoračitvi vrednosti gostote uporabljaj pri delu primerno zaščito za dihalo. Če niso na razpolago mejne vrednosti največje dostopne koncentracije snovi na delovnem mestu, je potrebno pri nastanku hlapov in meglice glede zaščite dihalnih organov ukrepati posebej.

Zaščita za oči / obraz

Zaščitna očala s stranskimi ščitniki (EN 166)

Zaščita rok

Za primer stika kože s produktom, je primerna uporaba rokavic, preizkušenih npr. v skladu z EN 374. Zaščitne rokavice morajo biti v vsakem primeru preverjene glede primernosti za specifično delovno mesto (npr. mehanska obstojnost, združljivost s produktom, antistatika). Upoštevajte navodila in informacije proizvajalca zaščitnih rokavic glede uporabe, skladiščenja, nege in zamenjave rokavic. Zaščitne rokavice se morajo pri poškodovanju ali pri prvih znakih obrabe takoj zamenjati. Delovne postopke organizirajte tako, da ni potrebno neprekinjeno nošenje rokavic.

Drugo

Delovna oblačila, obstojna proti kemikalijam.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje		
tekoče		
Oblika/Barva		
tekočina		
različno, odvisno od obarvanja		
Vonj		
Podatki ne obstajajo		
pH		
Podatki ne obstajajo		
Vrelišče/območje vrenja		
Vrednost	150	°C
Tališče/ledišče		
Podatki ne obstajajo		
Temperatura razgradnje		
Podatki ne obstajajo		
Plamenišče		
Vrednost	110	°C
Temperatura vžiga		
Podatki ne obstajajo		
Vnetljivost		
Podatki ne obstajajo		
Spodnja meja eksplozivnosti		
Podatki ne obstajajo		
Zgornja meja eksplozivnosti		
Podatki ne obstajajo		
Parni tlak		
Podatki ne obstajajo		
Relativna parna gostota		

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

Podatki ne obstajajo			
Relativna gostota			
Podatki ne obstajajo			
Gostota			
Vrednost	1,4	- 1,5	g/cm ³
Referenčna temperatura		20	°C
Topnost			
Podatki ne obstajajo			
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)			
št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
log Pow		3,1	
Referenčna temperatura		23	°C
Metoda	OECD 117		
Vir	ECHA		
Kinematična viskoznost			
Podatki ne obstajajo			
Lastnosti delcev			
Podatki ne obstajajo			

9.2 Drugi podatki

Drugi podatki
Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Na voljo niso nikakršni podatki.

10.2 Kemijska stabilnost

Ob upoštevanju priporočenih predpisov za skladiščenje in uporabo stabilno (glej oddelek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri predpisanem načinu uporabe jih ni.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vročina, odprt plamen in drugi viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

močna oksidacijska sredstva

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja niso znani; Pri požaru: glej oddelek 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost zaradi zaužitja (oralna)			
št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
LD50		> 5000	mg/kg telesne teže
Vrsta	Podgana		
Metoda	OECD 401		
Vir	ECHA		
Akutna strupenost zaradi stika s kožo (dermalna)			
št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
LD50	>	2000	mg/kg telesne teže
Vrsta	Domači zajec		
Metoda	OECD 402		
Vir	ECHA		

Akutna strupenost zaradi vdihavanja (inhalacijsk)

Podatki ne obstajajo

Jedkost za kožo/draženje kože

št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
Vrsta	Domači zajec		
Vir	ECHA		
Vrednotenje	ne draži		

Resne okvare oči/draženje oči

št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
Vrsta	Domači zajec		
Vir	ECHA		
Vrednotenje	ne draži		

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
Način vpivanja	Koža		
Vrsta	miš		
Metoda	OECD 429		
Vir	ECHA		
Vrednotenje	povzroča preobčutljivost		

Mutagenost za zarodne celice

št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
Vir	ECHA		
Ocena / uvrstitev	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.		

Strupen za sposobnost reprodukcije

št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8
Vir	ECHA		
Ocena / uvrstitev	Na osnovi razpoložljivih podatkov so kriteriji za uvrstitev izpolnjeni.		

Rakotvornost

Podatki ne obstajajo

STOT – enkratna izpostavljenost

Podatki ne obstajajo

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Podatki ne obstajajo

Nevarnost pri vdihavanju

Podatki ne obstajajo

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev**

Na voljo niso nikakršni podatki.

Drugi podatki

Na voljo niso nikakršni podatki.

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

toksičnost za ribe (akutna)		
Podatki ne obstajajo		

toksičnost za ribe (kronična)		
Podatki ne obstajajo		

toksičnost za dafnije (akutna)		
št.	Naziv snovi	Številka CAS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8
EC50		3,53
Doba izpostavljanja		48
Vrsta	Dafnije	
Metoda	OECD 202	
Vir	ECHA	

toksičnost za dafnije (kronična)		
Podatki ne obstajajo		

toksičnost za alge (akutna)		
št.	Naziv snovi	Številka CAS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8
EC50		>
Doba izpostavljanja		2,01
Vrsta	pseudokirchneriella subcapitata	
Metoda	OECD 201	
Vir	ECHA	

toksičnost za alge (kronična)		
Podatki ne obstajajo		

Strupenost za bakterije		
Podatki ne obstajajo		

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Biološka razgradljivost		
št.	Naziv snovi	Številka CAS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8
Način	aerobna biorazgradnja	
Vrednost	0	- 10
Trajanje		28
Metoda	OECD 301 F	
Vir	ECHA	
Vrednotenje	težko biološko razgradljivi	

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)		
št.	Naziv snovi	Številka CAS
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfinoksid	75980-60-8
log Pow		3,1
Referenčna temperatura		23
Metoda	OECD 117	
Vir	ECHA	

12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo niso nikakršni podatki.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultati ocene PBT in vPvB		
-----------------------------	--	--

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

PBT ocena vPvB ocena	Podatki ne obstajajo. Podatki ne obstajajo.
-------------------------	--

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Na voljo niso nikakršni podatki.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo niso nikakršni podatki.

12.8 Drugi podatki

Drugi podatki
Produkt ne sme priti nekontrolirano v stik z bivanjskim okoljem.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Produkt**

Dodelite kode odpadkom v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (AAV) po dogovoru z lokalno organizacijo za uničevanje.

Embalaža

Ovitke je potrebno prazniti brez ostankov in jih pravilno uničiti v skladu s predpisi, ki jih določajo pristojni zakoni. Ovitki, ki niso bili dovolj izpraznjeni, je potrebno uničiti v skladu z regionalno organizacijo za odvoz in likvidacijo odpadkov

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Produkt ni podvržen ADR/RID/ADN predpisom.

14.2 Transport IMDG

Produkt ni podvržen IMDG predpisom.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Produkt ni podvržen ICAO-TI / IATA predpisom.

14.4 Drugi podatki

Na voljo niso nikakršni podatki.

14.5 Nevarnosti za okolje

Navedbe o nevarnostih za okolje, v kolikor so relevantne, glej 14.1 - 14.3.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Na voljo niso nikakršni podatki.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU predpisi**

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) PRILOGA XIV (SEZNAM SNOVI, KI SO PREDMET AVTORIZACIJE)
Po predloženih podatkih in/ali po podatkih predhodnih dobaviteljev snov/pripravka ne vsebuje snovi, ki po Uredbi REACH (ES) 1907/2006 Priloga XIV velja(jo) kot snov(i), ki je/so predmet avtorizacije.
REACH kandidatni seznam posebej skrb vzbujajočih snovi (SVHC) za postopek registracije
V skladu z obravnavanimi podatki in/ali v skladu z navedbami predhodnih dobaviteljev snov/pripravka ne vsebuje snovi, ki po 57. členu v povezavi z 59. členom Uredbe REACH (ES) 1907/2006 ne velja(jo) za snov(i), ki pride(jo) v poštev za sprejem v Prilogo XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije).
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) PRILOGA XVII: OMEJITVE PROIZVODNJE, DAJANJA V PROMET IN UPORABE NEKATERIH NEVARNIH SNOVI, PRIPRAVKOV IN IZDELKOV

EGS

Trgovsko ime: SprintRay Crown

Aktualna verzija: 3.0.0, sestavljeno dne: 22.04.2022

Nadomeščena verzija: 2.0.0, sestavljeno dne: 21.03.2022

regija: SI

Za snov/pripravek velja Uredba REACH (ES) 1907/2006 Priloga XVII.			št. 3
Produkt vsebuje naslednjo/e snov/i, ki spada/jo v REACH uredbo (ES) 1907/2006, Priloga XVII.			
št.	Naziv snovi	Številka CAS	Številka EGS št.
1	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinoksid	75980-60-8	278-355-8 75
2	di-železov trioksid	1309-37-1	215-168-2 75
3	Iron hydroxide oxide yellow	51274-00-1	257-098-5 75
4	titanov dioksid; [v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali več delcev z aerodinamičnim premerom $\leq 10 \mu\text{m}$]	13463-67-7	236-675-5 75
5	Trieisentetraoksid	1317-61-9	215-277-5 75
DIREKTIVA 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi			
Za proizvod ne veljata del 1 ali 2 Priloge I.			
Ostali predpisi			
Pri uporabi tega produkta se morajo upoštevati nacionalni predpisi o zdravju in varnosti pro delu.			

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za predloženo zmes ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki**Viri ključnih podatkov, uporabljenih za izdelavo varnostnega lista:**

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v veljavni verziji.

Smernica 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Lokalni seznam mejnih vrednosti v ozračju določenih držav v veljavni verziji.

Transportni predpisi v skladu z ADR, RID, IMDG, IATA v veljavnem besedilu.

Vir podatkov, ki je bil uporabljen za določanje fizikalnih, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov je naveden neposredno v posameznih poglavjih.

Celotno besedilo v delu 2 in 3 navedenih H in EUH stavkov(v kolikor ni navedeno že v teh delih).

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Delovno mesto za izdelavo varnostnih listov

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Podatki temeljijo na današnji ravni znanosti in dosedanjih izkušnjah. Varnostni list opisuje produkt s poudarkom na varnostnih zahtevah. Za zagotovitev lastnosti produkta podatki nimajo pomena.

Dokument zaščiteno z zakonom o avtorskih pravicah. Za spremembe ali razmnoževanje je potrebno izrecno dovoljenje družbe UMCO GmbH.

Prod-ID 782315