

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 1 de 8

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

TRICERAM masse

**Autres désignations commerciales**

N° de l'article: 292-211-30, 292-211-60, 292-212-30, 292-212-60, 292-213-30, 292-213-60, 292-214-30, 292-214-60, 292-215-30, 292-215-60, 292-221-30, 292-221-60, 292-222-30, 292-222-60, 292-223-30, 292-223-60, 292-224-30, 292-224-60, 292-231-30, 292-231-60, 292-232-30, 292-232-60, 292-233-30, 292-233-60, 292-234-30, 292-234-60, 292-242-30, 292-242-60, 292-243-30, 292-243-60, 292-244-30, 292-244-60, 292-250-30, 292-301-30, 292-302-30, 292-303-30, 292-304-30, 292-501-40, 292-502-40, 292-503-40, 292-504-40, 292-513-40, 292-514-40, 292-523-40, 292-524-40, 292-533-40, 292-534-40, 292-543-40, 292-544-40, 292-550-40, 292-554-40, 292-564-40, 292-567-40, 293-110-30, 293-120-30, 293-130-30, 293-140-30, 293-150-30, 293-199-30, 294-111-30, 294-111-60, 294-112-30, 294-112-60, 294-113-30, 294-113-60, 294-114-30, 294-114-60, 294-115-30, 294-115-60, 294-121-30, 294-121-60, 294-122-30, 294-122-60, 294-123-30, 294-123-60, 294-124-30, 294-124-60, 294-131-30, 294-131-60, 294-132-30, 294-132-60, 294-133-30, 294-133-60, 294-134-30, 294-134-60, 294-142-30, 294-142-60, 294-143-30, 294-143-60, 294-144-30, 294-144-60, 294-211-30, 294-211-60, 294-212-30, 294-212-60, 294-213-30, 294-213-60, 294-214-30, 294-214-60, 294-215-30, 294-215-60, 294-221-30, 294-221-60, 294-222-30, 294-222-60, 294-223-30, 294-223-60, 294-224-30, 294-224-60, 294-231-30, 294-231-60, 294-232-30, 294-232-60, 294-233-30, 294-233-60, 294-234-30, 294-234-60, 294-242-30, 294-242-60, 294-243-30, 294-243-60, 294-244-30, 294-244-60, 294-251-30, 294-252-30, 294-253-30, 294-254-30, 294-255-30, 294-256-30, 294-257-30, 294-258-30, 294-259-30, 294-260-30, 294-261-30, 294-262-30, 294-410-30, 294-420-30, 294-430-30, 294-440-30, 294-751-30, 294-760-30, 294-770-30, 294-773-30, 295-150-30, 295-150-60, 295-154-30, 295-154-60, 295-160-30, 295-160-60, 295-170-30, 295-170-60, 295-210-30, 295-215-30, 295-250-30, 295-270-30, 295-280-30, 295-299-30, 295-299-60, 295-300-30, 295-305-30, 295-310-30, 295-315-30, 295-350-30, 295-360-30, 295-367-30, 295-370-30, 295-380-30, 295-385-30, 295-701-30, 297-199-10, 298-110-30, 298-120-30

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Santé publique.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                         |          |                  |
|----------------|-------------------------|----------|------------------|
| Société:       | DENTAURUM GmbH & Co. KG |          |                  |
| Rue:           | Turnstr. 31             |          |                  |
| Lieu:          | D-75228 Ispringen       |          |                  |
| Téléphone:     | +49 7231 803 0          | Téléfax: | +49 7231 803 295 |
| e-mail:        | info@dentaaurum.de      |          |                  |
| Interlocuteur: | Chemie                  |          |                  |
| Internet:      | www.dentaaurum.com      |          |                  |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +497231803-184 7:00-16:15 (Mo-Do) 7:00-13:15 (Fr)  
+497231803-0 16:15-18:00 (Mo-Do) 13:15-18:00 (Fr)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) n° 1272/2008.

Pas de risques spéciaux à signaler.

**2.2. Éléments d'étiquetage****2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 2 de 8

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Vitrocéramique synthétique pulvérulente contenant les composants suivants:

SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O, Li<sub>2</sub>O, CaO, BaO, MgO, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, F**Composants dangereux**

aucune/aucun (conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH))

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des mesures de premiers secours****Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. Consulter un médecin en cas de malaise.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtamologiste.

**Après ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire 1 verre d'eau.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Éviter la formation de poussière.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière pour la protection de l'environnement. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Pour le nettoyage**

Recueillir mécaniquement. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 3 de 8

**Autres informations**

Recueillir mécaniquement.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conditions à éviter: Génération/dégagement de poussière, dépôts de poussière

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Ne pas respirer les poussières. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé. Stocker dans un endroit sec.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Santé publique.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

**Protection des mains**

Porter des gants de protection.

Recommandation:

Dermatril Gants à usage unique. NBR (Caoutchouc nitrile). 0,11 mm

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Protection de la peau**

Utilisation de vêtements de protection.

**Protection respiratoire**

Utiliser une protection respiratoire adéquate

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique:

Poudre

Couleur:

variable, selon la coloration

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 4 de 8

|                                                                                 |                                                                                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Odeur:                                                                          | sans odour                                                                                                       |                 |
| Point de fusion/point de congélation:                                           |                                                                                                                  | env. 860 °C     |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition<br>et intervalle d'ébullition: |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Inflammabilité:                                                                 |                                                                                                                  | non applicable  |
| Limite inférieure d'explosivité:                                                |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Limite supérieure d'explosivité:                                                |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Point d'éclair:                                                                 |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Température d'auto-inflammation:                                                |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Température de décomposition:                                                   |                                                                                                                  | non déterminé   |
| pH-Valeur:                                                                      |                                                                                                                  | non applicable  |
| Hydrosolubilité:                                                                | La réalisation de l'étude n'est pas<br>nécessaire car la substance est connue<br>pour être insoluble dans l'eau. |                 |
| Solubilité dans d'autres solvants                                               |                                                                                                                  |                 |
| non déterminé                                                                   |                                                                                                                  |                 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                           |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Pression de vapeur:                                                             |                                                                                                                  | non déterminé   |
| Densité:                                                                        |                                                                                                                  | 2,4 - 2,7 g/cm³ |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

Dangers d'explosion

Le produit n'est pas: Explosif.

Propriétés comburantes

Le produit n'est pas: comburant.

**Autres caractéristiques de sécurité**

Taux d'évaporation: non déterminé

Teneur en corps solides: non déterminé

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de risques spéciaux à signaler.

**10.4. Conditions à éviter**

aucune

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune information disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**Information supplémentaire**

Décomposition thermique: aucune

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 5 de 8

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**Information supplémentaire**

Absence de données toxicologiques.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Le produit n'est pas: Écotoxique.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Le produit n'a pas été testé.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Le produit n'a pas été testé.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le produit n'a pas été testé.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Éviter le rejet dans l'environnement.

**Information supplémentaire**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Peut être éliminé sur une déchetterie d'ordures ménagères.

**Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés**

# Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

## TRICERAM masse

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 6 de 8

200301 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCEs, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; autres déchets municipaux; déchets municipaux en mélange

### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport fluvial (ADN)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport maritime (IMDG)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT:

Non

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### Information supplémentaire

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 7 de 8

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE****Information supplémentaire**

Conformément à l'annexe I, section 1.3.4 du règlement CLP, une étiquette d'identification n'est pas exigée pour ce produit.

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): - - sans danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Abréviations et acronymes**

CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**TRICERAM masse**

Date de révision: 12.04.2024

Code du produit: 626

Page 8 de 8

SVHC: Substance of Very High Concern

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

**Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*