



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 1/6
VINTAGE
PRIME PRESS
Дата печати: 10 мая 2023 г.

1. Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

- 1.1 Идентификатор продукта
Торговое название:
VINTAGE "PRIME PRESS"
- 1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области и использования
Соответствующие установленные применения:
Стоматологический материал
Рекомендуемые области использования:
Никаких дополнительных данных
- 1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности
Идентификация компании/предприятия
Название производителя: SHOFU DENTAL GmbH
Адрес: An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany
Телефон: +49 (0) 2102-8664-0
Факс: +49 (0) 2102-8664-64
E-Mail: info@shofu.de
Ответственный отдел: Дела управления качеством и регулирования
- 1.4 Номер телефона экстренной связи
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 часа / 7 дней

2. Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Классификация вещества или смеси
КЛАССИФИКАЦИЯ (ЕС 1272/2008)
Неприменимо.
- 2.2 Элементы маркировки
ЭТИКЕТКА СОГЛАСНО (ЕС) № 1272/2008
отпадает
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ КОМПОНЕНТЫ НА ЭТИКЕТКАХ
отпадает
СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
отпадает
ФОРМУЛИРОВКА ОПАСНОСТИ
отпадает
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
отпадает
- 2.3 Другие опасные факторы
Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
PBT: Неприменимо.
vPvB: Неприменимо.

(Прод. на стр.2)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 2/6
VINTAGE
PRIME PRESS
Дата печати: 10 мая 2023 г.

(Прод. стр.1)

3. Состав / Данные по составляющим компонентам

- 3.1 Химические характеристики: Смеси
- 3.2 Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.
- 3.3 Опасные компоненты: отпадает
Литий-силикатное стекло
- 3.4 Дополнительная информация: Формулировку перечисленных фраз риска см. в разделе 2.

4. Меры первой помощи

- 4.1 Описание мер первой медицинской помощи
(Шлифовальная пыль)
Попадание в глаза: Промывайте непрерывно водой в течение нескольких минут. Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу.
Попадание на кожу: Промойте водой.
Проглатывание: Прополощите рот и обратитесь к врачу при необходимости.
Вдыхание: Вынесите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте покой в положении, удобном для дыхания.
- 4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 4.3 Указание на не необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5. Меры по борьбе с пожаром

- 5.1 Средства пожаротушения:
Продукт не воспламеняется.
- 5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 5.3 Рекомендации для пожарных:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

6. Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

- 6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации:
Не требуется.
- 6.2 Меры по защите окружающей среды:
Особые меры не требуются.
- 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:
Поднимите механически.
- 6.4 Ссылки на другие разделы:
См. раздел 7 для получения информации о безопасном использовании.
См. раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. раздел 13 для получения информации об утилизации.

(Прод. на стр.3)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 3/6
VINTAGE
PRIME PRESS
Дата печати: 10 мая 2023 г.

(Прод. стр.2)

7. Обращение с веществом и его хранение

- 7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению:
Используйте согласно инструкции. В случае шлифовки и полировки надевайте пылезащитную маску и защитные очки и используйте респиратор и локальную вытяжку.
- 7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости:
Храните подальше от солнечных лучей.
- 7.3 Характерное конечное применение (или применения):
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- 8.1 Параметры контроля:
Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:
Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.
- 8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| Защита дыхательных путей: | Пылезащитная маска |
| Защита кожи: | Защита рук |
| | Не требуется. |
| Защита органов зрения: | Защитные очки |

9. Физические и химические свойства

- 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам:
- | | |
|---|--------------------|
| Внешний вид/Цвет/запах: | Слиток без запаха. |
| Порог запаха: | Не определено. |
| pH: | Не определено. |
| Точка плавления/Точка замерзания: | Не определено. |
| Точка кипения: | Не определено. |
| Точка воспламенения: | Не определено. |
| Скорость испарения: | Не определено. |
| Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество): | Неприменимо. |
| Верхний / нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: | Не определено. |
| давление газа: | Не определено. |
| Плотность пара: | Не определено. |
| Относительная плотность: | Не определено. |
| Растворимость: растворимость в воде: | Нерастворимый |
| Коэффициент распределения (n-октанол /вода): | Не определено. |
| Температура воспламенения: | Не определено. |
| Температура распада: | Не определено. |
| Вязкость: | Не определено. |

(Прод. на стр.4)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 4/6
VINTAGE
PRIME PRESS
Дата печати: 10 мая 2023 г.

(Прод. стр.3)

- | | |
|--|--------------|
| Взрывчатые свойства: | Неприменимо. |
| Окислительные свойства: | Неприменимо. |
| 9.2 Другая информация: | |
| Отсутствует какая-либо соответствующая информация. | |

10. Стабильность и реакционная способность

- 10.1 Реакционная способность:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация..
- 10.2 Химическая стабильность:
Стабильность при нормальных температурах и давлении.
- 10.3 Возможность опасных реакций:
Опасные реакции неизвестны.
- 10.4 Условия, вызывающие опасные изменения:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 10.5 Несовместимые материалы:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 10.6 Опасные продукты распада:
Отсутствуют при нормальных условиях хранения и использования.

11. Информация о токсичности

- 11.1 Информация по токсикологическому воздействию:
- | | |
|---|----------------------|
| Острая токсичность: | Не классифицируется. |
| Химический ожог/раздражение кожи: | Не классифицируется. |
| Тяжелое повреждение/раздражение глаз: | Не классифицируется. |
| Опасность сенсибилизации дыхательных: | Не классифицируется. |
| Повышенная чувствительность кожи: | Не классифицируется. |
| Мутагенность зародышевых клеток / Генотоксичность: | Не классифицируется. |
| Канцерогенность: | Не классифицируется. |
| Токсичность для размножения: | Не классифицируется. |
| Воздействие на лактацию или через нее: | Отсутствие данных. |
| Специфическая токсичность для затронутого органа (однократная экспозиция): | Не классифицируется. |
| Специфическая токсичность для затронутого органа (повторное воздействие вредных веществ): | Не классифицируется. |
| Опасно при вдыхании: | Не классифицируется. |
- 11.2 Другая информация:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

12. Экологическая информация

- 12.1 Токсичность:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- 12.2 Стойкость и склонность к деградации:
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Прод. на стр.5)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 5/6
VINTAGE
PRIME PRESS
Дата печати: 10 мая 2023 г.

(Прод. стр. 4)

12.3 Биоаккумулятивный потенциал:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

12.4 Подвижность в грунте:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество):

Неприменимо.

12.6 Эндокринные разрушающие свойства:

Этот продукт не содержит известных или предполагаемых эндокринных разрушителей.

12.7 Другие вредные эффекты:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13. Указания по утилизации

13.1 Методы обработки отходов:

Утилизация содержимого/контейнера согласно местным/региональным/национальным/международным нормам.

14. Информация по транспорту

14.1 Номер UN:

отпадает

14.2 Собственное транспортное наименование ООН:

отпадает

14.3 Классов опасности транспорта:

отпадает

14.4 Группа упаковки:

отпадает

14.5 Экологические риски:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

14.6 Особые меры предосторожности для:

Неприменимо.

14.7 Транспортировка на валом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом):

Неприменимо.

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси:

ПРАВИЛА ЕС: См. раздел 2

Прочие правила, ограничения и запретные правила:

Изделие является медицинским устройством согласно директиве ЕС 93/42/ЕЕС.

15.2 Оценка химической безопасности:

Оценка химической безопасности не выполнена.

16. Прочая информация

Данный продукт предназначен для использования стоматологами (инструмент/материал).

(Прод. на стр. 6)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 6/6

VINTAGE

PRIME PRESS

Дата печати: 10 мая 2023 г.

(Прод. стр.5)

Аббревиатуры и акронимы:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Номер версии 1

Дата выдачи: 9 мая 2023 г.