

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

neodisher Septo Fin

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Geïdentificeerde toepassingen

PC8

Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)      Telefoon: 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Wijze van blootstelling: oraal  
Wijze van blootstelling: inhalatie

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geëtiketteerd.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Schadelijk bij inslikken en bij inademing.                                             |
| H314      | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H317      | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H334      | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H412      | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |
| EUH071    | Bijtend voor de luchtwegen.                                                            |

## Veiligheidsaanbevelingen

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.                                                                                                  |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                            |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].                     |
| P304+P340      | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                               |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310           | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                             |
|                | Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie veiligheidsinformatieblad.           |

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat glutaral

## 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren. Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen \*\*\*

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen \*\*\*

##### alkylether carboxylic acid

|                                                |            |   |      |    |   |
|------------------------------------------------|------------|---|------|----|---|
| CAS-Nr.                                        | 53563-70-5 |   |      |    |   |
| Koncentratie                                   | >=         | 1 | <    | 10 | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |            |   |      |    |   |
| Eye Dam. 1                                     |            |   | H318 |    |   |

##### glutaral

|                                                |                  |      |   |    |                                    |
|------------------------------------------------|------------------|------|---|----|------------------------------------|
| CAS-Nr.                                        | 111-30-8         |      |   |    |                                    |
| EINECS-nr.                                     | 203-856-5        |      |   |    |                                    |
| Registratienr.                                 | 01-2119455549-26 |      |   |    |                                    |
| Koncentratie                                   | >=               | 10   | < | 25 | %                                  |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                  |      |   |    |                                    |
| Acute Tox. 2                                   |                  | H330 |   |    | Wijze van blootstelling: inhalatie |
| Acute Tox. 3                                   |                  | H301 |   |    | Wijze van blootstelling: oraal     |
| Skin Corr. 1B                                  |                  | H314 |   |    |                                    |
| Resp. Sens. 1                                  |                  | H334 |   |    |                                    |
| Skin Sens. 1A                                  |                  | H317 |   |    |                                    |
| STOT SE 3                                      |                  | H335 |   |    |                                    |
| Aquatic Acute 1                                |                  | H400 |   |    |                                    |
| Aquatic Chronic 2                              |                  | H411 |   |    |                                    |

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| STOT SE 3         | H335 | $\geq 0.5 < 5$ |
| Aquatic Acute 1   |      | M = 1          |
| Aquatic Chronic 1 |      | M = 1          |

## Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. zelfbescherming van de eerstehulpverlener. Lichaam grondig reinigen (douche- of bad). In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

#### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffers meteen buiten de gevarenszone brengen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de huid

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Medische hulp inroepen.

#### Bij blootstelling door inslikken

Onmiddellijk arts raadplegen en veiligheidsinformatieblad tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

#### zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

#### Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder, Schuim, Watersproeistraal

#### Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

#### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Volledig beschermend pak dragen.

#### Overige informatie

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij ontwikkeling van dampen/stof/aerosol ademhalingsbescherming gebruiken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oliedam aanleggen). Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen. Bij gaslek of indien de stof terechtkomt in het aquatisch milieu, bodem of riolering, de bevoegde instanties inlichten.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Verontreinigde voorwerpen en vloeren in overeenstemming met de milieuvoorschriften met water en oppervlakte-actieve stoffen reinigen. De met de opgenomen stof gevulde vaten moeten voldoende gemarkeerd worden. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Aerosolvorming vermijden. Afvulhandelingen alleen aan stations met afzuiginrichting. Voorzien in geschikte afzuiging bij de verwerkingsmachines. Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. In goed gesloten verpakking bewaren.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > 0 < 30 °C

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzien in oplosmiddelbestendige en ondoorlaatbare vloer. Opslaan in overeenstemming met richtlijn t.a.v. "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" PGS-15, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

#### Aanbevelingen voor gemengde opslag

Niet samen met levensmiddelen opslaan.

#### Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig 8B Niet brandbare bijtende gevaarlijke stoffen  
TRGS 510

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Achter slot bewaren en uitsluitend voor bevoegde personen of hun gemachtigden toegankelijk.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling

##### glutaral

| Lijst                                                        | MAC  |                   |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Waarde                                                       | 0,08 | mg/m <sup>3</sup> |
| Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode | 0,4  | mg/m <sup>3</sup> |
| Spits beperking:                                             | C    |                   |

#### Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Nooddouche gereed houden. Oogdouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Bewaren van voedingsmiddelen in het werkvertrek verboden. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

#### Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingsstoestel gedragen worden. ademhalingsbeschermingsmasker met combinatiefilter A2/P2

#### Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

|                           |                                   |      |     |
|---------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| Gebruik                   | Permanent contact met de handen   |      |     |
| Geschikt materiaal        | neopren                           |      |     |
| Dikte van de handschoenen | >=                                | 0,65 | mm  |
| Penetratietijd            | >                                 | 480  |     |
| Geschikt materiaal        | nitril                            |      |     |
| Dikte van de handschoenen | >=                                | 0,4  | mm  |
| Penetratietijd            | >                                 | 480  | min |
| Geschikt materiaal        | butyl                             |      |     |
| Dikte van de handschoenen | >=                                | 0,7  | mm  |
| Penetratietijd            | >                                 | 480  | min |
| Gebruik                   | Kortstondig contact met de handen |      |     |
| Geschikt materiaal        | nitril                            |      |     |
| Dikte van de handschoenen | >=                                | 0,11 | mm  |

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

#### Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

#### Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Vorm            | vloeibaar      |
| Kleur           | groen          |
| Geur            | karacteristiek |
| Nare geur grens |                |

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

|                                                                    |                             |    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>pH-waarde</b>                                                   |                             |    |                   |
| Waarde                                                             | ca. 4,1                     |    |                   |
| temperatuur                                                        | 20                          | °C |                   |
| <b>Smelpunt</b>                                                    |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Vriespunt</b>                                                   |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>                                |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Vlampunt</b>                                                    |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | Niet van toepassing         |    |                   |
| <b>Verdamping coefficient</b>                                      |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                                 |                             |    |                   |
| bepaling                                                           | Niet van toepassing         |    |                   |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | Niet van toepassing         |    |                   |
| <b>Dampspanning</b>                                                |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Dampdichtheid</b>                                               |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Dichtheid</b>                                                   |                             |    |                   |
| Waarde                                                             | 1,05                        |    | g/cm <sup>3</sup> |
| temperatuur                                                        | 20                          | °C |                   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                                      |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | in elke verhouding mengbaar |    |                   |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                               |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water</b>                       |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>                                      |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | Niet van toepassing         |    |                   |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                                       |                             |    |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald                |    |                   |
| <b>Viscositeit</b>                                                 |                             |    |                   |
| <b>dynamisch</b>                                                   |                             |    |                   |
| Waarde                                                             | < 50                        |    | mPa.s             |
| temperatuur                                                        | 20                          | °C |                   |
| <b>Explosieve eigenschappen</b>                                    |                             |    |                   |
| bepaling                                                           | nee                         |    |                   |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                                    |                             |    |                   |
| bepaling                                                           | Niet bekend.                |    |                   |

## 9.2. Overige informatie

### Overige informatie

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

reacties met aminen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute orale toxiciteit

|           |                                    |     |      |       |
|-----------|------------------------------------|-----|------|-------|
| Species   | rat                                |     |      |       |
| ATE       | 300                                | tot | 2000 | mg/kg |
| methode   | Waarde berekend (VO(EG)1272/2008)  |     |      |       |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |     |      |       |

#### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaral

|         |          |  |  |       |
|---------|----------|--|--|-------|
| Species | rat      |  |  |       |
|         | 77       |  |  | mg/kg |
| methode | OESO 401 |  |  |       |

##### alkylether carboxylic acid

|                |                            |      |  |       |
|----------------|----------------------------|------|--|-------|
| Referentiestof | alkylether carboxylic acid |      |  |       |
| Species        | rat                        |      |  |       |
| LD50           | >                          | 2000 |  | mg/kg |

#### Acute dermale toxiciteit

|           |                                                                                       |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaral

|         |        |      |  |       |
|---------|--------|------|--|-------|
| Species | konijn |      |  |       |
|         | >      | 2000 |  | mg/kg |

#### Acute inhalatoire toxiciteit

|                 |                                    |     |   |      |
|-----------------|------------------------------------|-----|---|------|
| Species         | rat                                |     |   |      |
| ATE             | 1                                  | tot | 5 | mg/l |
| Toediening/Vorm | Tof/Nevel                          |     |   |      |
| methode         | Waarde berekend (VO(EG)1272/2008)  |     |   |      |
| Opmerking       | De indelingscriteria zijn vervuld. |     |   |      |

#### Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaral



# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

|                    |           |     |      |      |  |
|--------------------|-----------|-----|------|------|--|
| Species            | rat       |     |      |      |  |
| LC50               | 0,28      | tot | 0,48 | mg/l |  |
| Blootstellingsduur | 4         | h   |      |      |  |
| Toediening/Vorm    | Tof/Nevel |     |      |      |  |
| methode            | OESO 403  |     |      |      |  |

## Huidcorrosie/-irritatie

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| bepaling  | corrosief                          |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |

## ernstig oogletsel/oogirritatie

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| bepaling  | irriterend - gevaar voor ernstige oogletsels |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld.           |

## sensibilisatie

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Aard van inname | dermaal                            |
| bepaling        | sensibiliserend                    |
| Opmerking       | De indelingscriteria zijn vervuld. |
| Aard van inname | inhalatie                          |
| bepaling        | sensibiliserend                    |
| Opmerking       | De indelingscriteria zijn vervuld. |

## Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Mutagene eigenschappen

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Voortplantingstoxiciteit

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Carcinogeniteit

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eenmalige blootstelling</b> |                                                                                       |
| bepaling                       | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br>Wijze van blootstelling inhalatie     |
| Opmerking                      | De indelingscriteria zijn vervuld.                                                    |
| <b>Herhaalde blootstelling</b> |                                                                                       |
| Opmerking                      | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |

## Aspiratiegevaar

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

## Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen



# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

niet bepaald

## Gifigheid voor vissen (Bestanddelen)

### glutaral

|                    |                                                |      |
|--------------------|------------------------------------------------|------|
| Species            | dikkopellerling ( <i>Pimephales promelas</i> ) |      |
| LC50               | 5,4                                            | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                             | h    |

### alkylether carboxylic acid

|                    |                                                             |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Referentiestof     | alkylether carboxylic acid                                  |              |
| Species            | zebrabarbeel ( <i>zebravis</i> , <i>Brachydanio rerio</i> ) |              |
| LC50               | 100                                                         | tot 220 mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                          | h            |

## Gifigheid voor daphnia (Bestanddelen)

### glutaral

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Species            | Daphnia magna |      |
| EC50               | 5             | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h    |

## Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

### glutaral

|                    |                           |      |
|--------------------|---------------------------|------|
| Species            | Selenastrum capricornutum |      |
| LC50               | 0,81                      | mg/l |
| Blootstellingsduur | 120                       | h    |

## Toxiciteit voor bacteriën (Bestanddelen)

### glutaral

|                    |             |      |
|--------------------|-------------|------|
| Species            | actief slib |      |
| EC20               | ca. 15      | mg/l |
| Blootstellingsduur | 30          | min  |
| methode            | OESO 209    |      |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.3. Bioaccumulatie

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking niet bepaald

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Analyse van persistentie en vermogen tot bioaccumulatie

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

#### Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                     | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                    | Luchtvervoer                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbeperkingscode                                                       | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| IMDG-code scheidingsgroep                                                  |                                                                                     | 0 Niet van toepassing                                                                |                                                                                       |
| 14.1. VN-nummer                                                            | 1903                                                                                | 1903                                                                                 | 1903                                                                                  |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                               | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                 |
| 14.3.<br>Transportgevaarklasse(n)                                          | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| Beperkte hoeveelheid                                                       | 5 l                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| Transport categorie                                                        | 3                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 14.5. Milieugevaren                                                        |                                                                                     | no                                                                                   |                                                                                       |

### Informatie voor alle vormen van vervoer

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie hoofdstukken 6 tot 8

### Verdere informatie

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving \*\*\*

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

## Waternverontreinigingsklasse (Duitsland)

Waternverontreinigingsklasse WGK 3  
(Duitsland)

Opmerking Afgeleid van WGK volgens bijlage 1 nummer 5.2 AwSV

## VOC

VOC (EC) 0 %

## Verdere informatie \*\*\*

Het product bevat SVHC-stoffen

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### H-zinnen uit hoofdstuk 3

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bij inslikken.                                                                  |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                         |
| H330 | Dodelijk bij inademing.                                                                |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                      |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

### CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Acute toxiciteit, Categorie 2                                                       |
| Acute Tox. 3      | Acute toxiciteit, Categorie 3                                                       |
| Aquatic Acute 1   | Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1                                |
| Aquatic Chronic 2 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 2                            |
| Eye Dam. 1        | Ernstig oogletsel, Categorie 1                                                      |
| Resp. Sens. 1     | Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1                                       |
| Skin Corr. 1B     | Huidcorrosie, Categorie 1B                                                          |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisatie van de huid, Categorie 1A                                            |
| STOT SE 3         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm., Categorie 3 |

### Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
ISO: International Organization for Standardization  
OEL: Occupational exposure limit  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

# neodisher Septo Fin

Versie: 4 / NL

Vervangt versie: 3 / NL

Datum van herziening:  
26.11.2021

Afdrukdatum 16.05.22

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

IMO: International Maritime Organization

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

UN: United Nations

EU: European Union

## Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.